

附件 5：設置 AED 場所自主管理表  
檢查紀錄表（參考版）

編號	檢查項目	場所自我檢視結果
1	設置 AED 處有明顯指示標示並完整	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他（請說明）
2	AED 置於明顯、方便取得使用之處，附有 AED 操作程序、製作檢查紀錄等規定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他（請說明）
3	AED 主機指示燈正常，無發出異常聲音	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他（請說明）
4	定期將收納箱打開取出 AED 主機，檢查機器各按鍵等功能是否正常。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他（請說明）
5	定期檢視 AED 所附貼片是否過期或毀損	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他（請說明）
6	檢查 AED 收納箱是否完整或遭毀損	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他（請說明）
7	檢查 AED 設置有保護外框、警報及警鈴功能是否正常	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他（請說明）
8	其他：（請說明）	

檢查日期：

管理員簽章：\_\_\_\_\_

場所主管簽章：\_\_\_\_\_